


FLEXIFIT™ 405 NASAL MASK PATIENT INSTRUCTIONS FOR USE

The FlexiFit™ 405 Nasal Mask is intended for multiple patient or single patient adult use by individuals who have been diagnosed by a physician as requiring CPAP or Bi-Level ventilator treatment.



FITTING YOUR MASK

- Remove plastic cover from Silicone Seal (C).
- Hold your mask in one hand, spread the Headgear (K) with your free hand, just enough to fit comfortably over your head.
- Lightly hold the mask against your face, covering the nose, then slowly pull the Headgear over your head.
- Attach the Headgear to the Glider™ Strap (E).
- Pull the lower straps as low as possible down the back of your neck. Gently tighten straps to remove slack. Connect to CPAP/Bi-Level machine at prescribed pressure.
- If necessary, tighten the lower straps to eliminate any leaks (avoid overtightening the straps).
- Use the Silicone Seal that provides the best fit for you. Small and Large are both provided with your mask.
- When you need to remove your mask, unhook the Headgear from the Glider™ Strap.

FITTING TIPS

- Forehead pads should rest gently on the forehead without top straps being pulled too tight.
- If there are any leaks after gently tightening the top and lower straps, pull the mask slightly out from the face while straps are still attached. This will allow the Silicone Seal to inflate with air. Put the mask back onto the face.

CLEANING YOUR MASK

To ensure the continuing safety and comfort of your FlexiFit™ 405 Nasal Mask:

- BEFORE FIRST USE:**
 - Hand-wash the Headgear (K) in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes then rinse in fresh water and allow to dry out of direct sunlight.
- BEFORE EACH USE:**
 - Inspect the mask for deterioration. Do not use if damaged.
- AFTER EACH USE:**
 - Disassemble the Silicone Seal (C), Foam Cushion (D), Elbow (B) and the Headgear (K) from the Mask Base (A).
 - Wash the Silicone Seal and Mask Base in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water.
 - Wipe the Foam Cushion with a damp cloth. (Do not immerse the Foam Cushion in water).
 - Leave all parts to dry out of direct sun light before reassembling. The Diffuser (F) should not be washed or rinsed. Simply replace it with a new Diffuser if it becomes noisy or deteriorates. It should last two to three months. Small dots may appear on the Diffuser – these do not affect its performance. The FlexiFit™ 405 Nasal Mask may be used with, or without the Diffuser and Diffuser Cap (G).
- EVERY 7 DAYS:**
 - Hand wash the Headgear in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to air dry out of direct sunlight.

CAUTIONS

- Do not soak the mask for longer than 10 minutes.
- Do not wash the mask in dishwasher.
- Do not clean the mask with products containing alcohol, antibacterial agents, antiseptic, bleach, chlorine or moisturizer.
- Do not store the mask in direct sunlight.

The above actions may deteriorate or damage the mask and shorten its life. If your FlexiFit™ 405 Nasal Mask weakens or cracks, discontinue use and seek replacement immediately.

ASSEMBLING YOUR MASK

Your FlexiFit™ 405 Nasal Mask is fully assembled and ready to use. However, when you need to clean your mask, use the following instructions for assembly. Refer to the mask assembly diagram.

- Place the Foam Cushion (D) into the Mask Base (A).
- Starting at the top of the mask, fit the Silicone Seal (C) over the Foam Cushion and onto the Mask Base, finishing at the bottom of the mask.
- Push the Elbow (B) into the Mask Base.
- Lay the Headgear (K) flat, with the loop side down. Position the assembled mask over the Headgear and attach the four straps into the corresponding slots in the Forehead Rest (I) and the Glider™ Strap (E). This can be done without undoing the Velcro™ tabs, by sliding the Headgear into the slots.

WARNINGS

This mask should be used only with CPAP or Bi-Level equipment recommended by your physician or respiratory therapist. A mask should not be used unless the CPAP or Bi-Level machine is turned on and operating properly.

Explanation of Warning: CPAP and Bi-Level machines are intended to be used with special masks which have exhaust flow holes to allow continuous flow of air out of the mask. When the CPAP/Bi-Level machine is turned on and functioning properly, new air from the CPAP/Bi-Level machine flushes the exhaled air out through the mask exhaust flow holes. However, when the CPAP/Bi-Level machine is not operating, no fresh air will be provided through the mask, and exhaled air may be re-breathed. Re-breathing of exhaled air for longer than several minutes can in some circumstances lead to suffocation.

- At low CPAP/Bi-Level pressures the flow through the exhaust flow holes may be inadequate to clear all exhaled gas from the tubing. Some re-breathing may occur.
- Do not block the gas exhaust flow holes or use alternative Diffusers, other than those manufactured by Fisher & Paykel Healthcare. Before use, always ensure that gas is flowing out the exhaust flow holes or through the Diffuser (if it is being used).
- Do not use the mask if vomiting or feeling nauseous.

- Discontinue using the mask if there is an allergic reaction to any part of the mask. Consult your physician if this occurs.
- If you are using the FlexiFit™ 405 Nasal Mask between different patients, refer to the Multi-Patient Cleaning Instructions for the FlexiFit™ 405 Nasal Mask.

CAUTIONS

- Use the mask for its intended use only as directed in this booklet.
- US Federal Law restricts this device to sale by, or on order of, a physician.


The FlexiFit™ 405 Nasal Mask and accessories are Latex free. Many people find CPAP therapy causes dryness of the nose and throat. Heated humidification can substantially reduce these symptoms.

US PATENT NUMBER 6 615 834
OTHER PATENTS PENDING

FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT YOUR LOCAL HOMECARE PROVIDER

OXYGEN/PRESSURE PORT CONNECTOR

If pressure readings and/or supplemental oxygen are required, an Oxygen/Pressure Port Connector is available (Code 900HC452).



- Connect the large end of the Connector (T) to the Swivel (I) on the mask and the small end of the Connector to the Breathing Tube (R).
 - Open the Port Cap(s) (P) and place the pressure and/or oxygen tube (S) firmly over the port(s) (Q).
- (The two parts are identical; either Port can be used for oxygen or pressure measurement. Only remove the Port Cap from ports that are being used.)
- Note:** At a fixed flow rate of supplemental oxygen, the inhaled oxygen concentration will vary, depending on the pressure settings, patient breathing pattern, mask selection, and the leak rate.
 - Warning:** If oxygen is used with this CPAP machine, the oxygen flow must be turned off when the CPAP machine is not operating.
- Explanation of Warning:** When the CPAP device is not in operation, and the oxygen flow is left on, oxygen delivered into the ventilator tubing may accumulate within the CPAP machine enclosure. Oxygen accumulated in the CPAP machine enclosure will create a risk of fire.
- Warning:** Do not smoke while using or in the vicinity of someone using oxygen with this mask.
 - Warning:** Do not use Polyvinyl Chloride (PVC) pressure and/or oxygen tubing. Use silicone tubing instead.
- Explanation of Warning:** Contact with PVC can cause premature cracking of parts.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EXHAUST FLOW
Nasal masks for CPAP and Bi-Level have exhaust flow holes to expel the air that you exhale from the mask. The FlexiFit™ 405 Nasal Mask has a unique Diffuser system that is designed to diffuse the air that is expelled from the mask. This reduces the draft. The Diffuser does not significantly change the amount of air flowing from the mask, therefore the mask can be used with or without the Diffuser.

Pressure (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Flow (L/min)	18	24	29	33	37	41	44	47	50	53	55	58

RESISTANCE TO FLOW
Pressure drop through mask @ 50 L/min is 0.3 cm H₂O
Pressure drop through mask @ 100 L/min is 0.9 cm H₂O

MASK DEAD SPACE
88cc

OPERATING CONDITIONS
● Operating pressure range is 3-25 cm H₂O
● Operating temperature range is 5-50°C (40-120°F)

MULTI-PATIENT CLEANING INSTRUCTIONS

Your FlexiFit™ 405 Nasal Mask is provided patient-ready. To reuse between patients please follow the guidelines below.

CLEANING / DESOILING

- Before disinfection, remove visible soil by disassembling and thoroughly cleaning the mask with a small brush under running potable tap water.

FAILURE TO PROPERLY CLEAN THIS DEVICE MAY RESULT IN INADEQUATE DISINFECTION.

HIGH-LEVEL DISINFECTION PARAMETERS

NB: For autoclave cycles, components should be enclosed in a sterilization peel pouch.

MASK BASE	AUTOCLAVE Autoclave 15 minutes at 121°C (250°F).
OR	OR
THERMAL DISINFECTION	
OR	OR
SILICONE SEAL	
OR	OR
STERADIP® 100S	Follow manufacturer's instructions for Steradip® 100S sterilization system.
OR	OR
CIDEX® OPA	Follow manufacturer's instructions for high level disinfection. Immerse for 12 minutes at 20°C (68°F). Rinse thoroughly in potable water.
OR	OR
SPOROX® II	Follow manufacturer's instructions for high level disinfection. Immerse for 6 hours at 20°C (68°F). Rinse thoroughly in potable water.
OR	OR
HEADGEAR	Hand-wash the Headgear in pure soap dissolved in lukewarm water. Dry out of direct sunlight.
OR	OR
FOAM CUSHION	Replace with new part.
OR	OR
DIFFUSER	
OR	OR
DIFFUSER COVER	If continuing use with the Diffuser, replace with a new part.

THE FLEXIFIT™ 405 NASAL MASK HAS BEEN VALIDATED TO WITHSTAND 20 CYCLES OF THE ABOVE PARAMETERS. DO NOT USE IF DAMAGED.

Disclaimer: It is the user's responsibility to qualify any deviations from the recommended method of reprocessing.

CONTACT YOUR LOCAL HOMECARE PROVIDER FOR ADDITIONAL INFORMATION.

MODE D'EMPLOI POUR LE PATIENT DU MASQUE NASAL FLEXIFIT™ 405

Le masque nasal FlexiFit™ 405 a été développé pour des patients adultes à qui il a été prescrit un traitement par pression positive continue ou VNI/CP. Ce masque est conçu pour une utilisation à patients un ou multiple.

MISE EN PLACE DE VOTRE MASQUE

- Enlever la protection plastique de la jupe en silicone (C).
- Tenez le masque d'une main et de l'autre tirez suffisamment sur le harnais Stretchgear™ (K) pour pouvoir le mettre sur la tête sans difficulté.
- Maintenez le masque légèrement contre votre visage, en couvrant le nez, puis ramenez doucement le harnais sur votre tête.
- Fixez le harnais à la glissière (E).
- Tirez sur les sangles inférieures pour les amener aussi bas que possible dans votre nuque. Serrez les sangles sans forcer pour éliminer le jeu. Raccordez à l'appareil de PPC, réglé sur la pression prescrite.
- Si nécessaire, serrez les sangles inférieures pour éliminer toute fuite éventuelle. (Éviter desserrer les sangles excessivement).
- Utiliser la taille de jupe qui vous convient le mieux. Deux tailles sont fournies dans la boîte.
- Lorsque vous devez retirer le masque, il vous suffit de détacher le harnais Stretchgear™ de la glissière.

ASTUCES DE MISE EN PLACE

- Les appuis frontaux doivent se positionner correctement sans serrage excessif des fixations supérieures du harnais.
- Si il y a des fuites après réglages des sangles du harnais, tirez légèrement sur le masque pour que la jupe en silicone se gonfle d'air, puis redécoupez le masque sur le visage.

NETTOYAGE DE VOTRE MASQUE

Pour garantir la sécurité et le confort de votre masque nasal FlexiFit™ 405:

- AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION:**
 - Lavez le harnais Stretchgear™ (K) à la main dans de l'eau tiède savonneuse. Ne pas immerger plus de 10 minutes, puis rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air libre à l'abri de la lumière directe du soleil.
- AVANT CHAQUE UTILISATION:**
 - Vérifiez que le masque n'est pas détérioré. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- APRÈS CHAQUE UTILISATION:**
 - Détachez la jupe (C), la mousse (D), le Coude (B) et le harnais (K) de la base du masque (A).
 - Nettoyez la jupe en silicone et la base du masque dans de l'eau tiède savonneuse, puis rincez à l'eau claire. Ne pas immerger plus de 10 minutes, puis rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air libre à l'abri de la lumière directe du soleil.
 - Essuyez la mousse à l'aide d'un chiffon humide. (Ne plongez pas la mousse dans l'eau).
 - Laissez tous les composants sécher à l'abri de la lumière directe du soleil avant le remontage. Le diffuseur (F) doit être remplacé si celui-ci devient très bruyant ou se détériore. Sa durée de vie typique est de 2 à 3 mois. Le masque nasal FlexiFit™ 405 peut être utilisé avec ou sans diffuseur (G).
- UNE FOIS PAR SEMAINE:**
 - Lavez le harnais Stretchgear™ (K) à la main dans de l'eau tiède savonneuse. Ne pas immerger plus de 10 minutes, puis rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air libre à l'abri de la lumière directe du soleil.

ATTENTION

- Ne pas immerger plus de 10 minutes.
 - Ne pas nettoyer le masque au lave-vaisselle.
 - Ne pas nettoyer le masque avec des produits qui contiennent de l'alcool, du chlore, des agents anti-bactériens ou de la javel.
 - Stocker le masque à l'abri de la lumière.
- Toutes les actions mentionnées précédemment peuvent endommager ou détériorer votre masque et réduire la durée de vie. Votre masque FlexiFit™ 405 se fragilise et se craquelle, le remplacer immédiatement.

MONTAGE DE VOTRE MASQUE

Votre masque nasal FlexiFit™ 405 est entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Néanmoins, lorsque vous devez le nettoyer, suivez les instructions suivantes pour le remonter.

- Se référer au schéma de montage du masque.
- Placer la mousse (D) dans le coque du masque (A).
 - En commençant par le sommet du masque, placer la jupe en silicone (C) sur la mousse et à l'intérieur de la coque du masque, en finissant à la base de la jupe.
 - Connectez le coude (B) sur la coque du masque.
 - Mettez le harnais Stretchgear™ (K) à plat avec la boucle vers le bas. Placez le masque assemblé sur le harnais et fixez les quatre sangles aux fermetures correspondantes du support frontal (I) et de la glissière (E). Cette opération peut être effectuée sans détacher les bandes Velcro™, en faisant glisser le harnais dans les fermetures.

AVERTISSEMENTS

Ce masque doit uniquement être utilisé avec l'équipement à pression positive continue (PPC) ou VNI/CP recommandé par votre médecin ou installateur, lorsque l'appareil est en marche et fonctionnant correctement.

Explication de l'avertissement: Les appareils de PPC / VNI/CP ont été conçus pour être utilisés avec des masques spécifiques qui laissent écouler un flux continu d'air par leurs orifices de fuites expiratoires. Lorsque l'appareil est en marche et fonctionne normalement, il envoie de l'air frais qui chasse l'air expiré en dehors du masque à travers ces orifices de fuite expiratoire. Si l'appareil de PPC / VNI/CP est arrêté, la fonction ne sera pas normalement, l'apport d'air frais pourra être insuffisant et l'air expiré pourra être réinhale. La réinhalation de l'air expiré pendant plusieurs minutes peut provoquer la suffocation.

Dans le cas de faibles niveaux de pression de PPC / VNI/CP, le débit de fuite expiratoire à travers les orifices peut devenir insuffisant. Cela peut entraîner de la réinhalation.

- Ne pas bloquer les orifices de fuites expiratoires ni utiliser d'autres diffuseurs que ceux proposés par Fisher & Paykel Healthcare. Avant d'utiliser le masque, s'assurer que des gaz sont expulsés via les orifices de fuites expiratoires et le diffuseur s'il est utilisé.
- Ne pas utiliser le masque en cas de vomissement ou de nausée.
- Cesser d'utiliser le masque en cas de réaction allergique à l'un de ses composants. Dans ce cas, consulter votre médecin.

En cas d'utilisation à patients multiples de votre masque nasal FlexiFit™ 405, reportez-vous aux instructions de nettoyage correspondantes.

ATTENTION

Utilisez le masque uniquement pour l'usage pour lequel il est prévu, comme spécifié dans cette brochure. Selon la loi fédérale des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu que par ou sur ordre d'un médecin. Le masque nasal FlexiFit™ 405 et ses accessoires sont sans latex. La thérapie PPC/VNI/CP peut provoquer une sécheresse du nez et de la gorge. L'humidification chauffée réduit ces symptômes.

BREVET US N° 6 615 834
AUTRES BREVETS EN COURS

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENT DE SOINS À DOMICILE

RACCORD DE PRESSION/OXYGÈNE

Un raccord de pression/oxygène est disponible (référence 900HC452) pour l'appareil d'oxygène/pression (à les acheter) et/ou la mesure de pression.

- Raccordez l'extrémité de grand diamètre du raccord (T) à la rotule (I) du masque et l'autre extrémité de petit diamètre au circuit respiratoire (R).
 - Retirez le(s) bouchon(s) (P) dans le(s) raccords et connectez le tube de pression et/ou le tube d'oxygène (S) fermement sur le(s) raccords (Q).
- (Les deux raccords sont identiques et interchangeables. Retirez uniquement les bouchons des raccords que vous souhaitez utiliser.)
- Note:** Pour un débit d'oxygène fixe, la concentration d'oxygène inspirée peut varier selon la pression réglée, l'activité respiratoire du patient, le type de masque et les fuites.
 - Avertissement:** Lors de l'utilisation d'oxygène sous PPC/VNI/CP, le débit d'oxygène doit être coupé quand la machine est arrêtée.
- Explication de l'avertissement:** Lorsque l'appareil est arrêté et que le débit d'oxygène est ouvert, l'oxygène peut s'accumuler dans le circuit de l'appareil lui-même. L'oxygène accumulé dans l'appareil entraîne un risque d'incendie.
- Avertissement:** Ne pas fumer pendant l'utilisation d'oxygène ou près d'une personne sous oxygène.
 - Avertissement:** Ne pas utiliser de tubulure de pression ou d'oxygène en PVC (polyvinyle chloride). Utilisez uniquement des tubulures en silicone.
- Explication de l'avertissement:** Le contact avec le PVC peut causer la casse prématurée des connecteurs.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DÉBIT DE FUITE EXPIRATOIRE
Les masques nasaux utilisés avec les appareils de PPC ou à deux niveaux de pression sont munis d'orifices de fuite expiratoire servant à l'évacuation de l'air que vous expirez hors du masque. Le masque nasal FlexiFit™ 405 comprend un système exclusif de diffuseur pour échapper l'air expiré du masque et en réduire le jet. Le diffuseur ne changera pas beaucoup le débit d'échappement du masque, par conséquent, le masque peut être utilisé avec ou sans le diffuseur.

PRESSION (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Flow (L/min)	18	24	29	33	37	41	44	47	50	53	55	58

RÉSISTANCE AU DÉBIT
Baisse de la pression via le masque à 50 L/min : 0.3 cm H₂O
Baisse de la pression via le masque à 100 L/min : 0.9 cm H₂O

VOLUME MORT DU MASQUE
88cc

CONDITIONS D'UTILISATION
● Plage de pression : 3 à 25 cm H₂O
● Plage de température : 5 à 50°C (40 à 120°F)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE POUR UTILISATION MULTI-PATIENT

Votre masque nasal FlexiFit™ 405 est fourni entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Pour l'utiliser sur plusieurs patients différents, veuillez suivre les instructions suivantes.

AVANT / NETTOYAGE

- Avant le nettoyage, démonter le masque et nettoyez-le soigneusement sous un robinet abondant de l'eau potable à l'aide d'une petite brosse afin d'éliminer toute trace de saleté.

LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE PEUT ENTRAÎNER UN RÉSULTAT INAPPROPRIÉ.

INSTRUCTIONS DE DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU

NB: Pour l'autoclave, les composants doivent être placés dans une poche de stérilisation.

COQUE DU MASQUE	STÉRILISATION À AUTOCLAVE Autoclave 15 minutes à 121°C (250°F).
OU	OU
NETTOYAGE À CHAUD	
OU	OU
JUPE EN SILICONE	
OU	OU
STERADIP® 100S	Suivre les instructions du fabricant concernant l'utilisation du système de stérilisation Steradip® 100S.
OU	OU
CIDEX® OPA	Suivre les recommandations du fabricant pour la désinfection. Immerger 12 minutes à 20°C (68°F). Rincer abondamment à l'eau potable.
OU	OU
SPOROX® II	Suivre les instructions du fabricant pour la désinfection de haut niveau. Immerger 6 heures à 20°C (68°F). Rincer abondamment à l'eau potable.
OU	OU
HARNAIS	Lavez à l'eau tiède savonneuse et laissez sécher à l'abri du soleil.
OU	OU
MOUSSE	Remplacez par une nouvelle pièce.
OU	OU
DIFFUSEUR	
OU	OU
CONVEXER DU DIFFUSEUR	Remplacer le diffuseur.

LE MASQUE NASAL FLEXIFIT™ 405 EST VALIDÉ POUR 20 CYCLES DE NETTOYAGE DANS LES CONDITIONS DÉCRITES CI-DESSUS. NE L'UTILISEZ PAS S'IL EST ENDOMMAGÉ.

Clause de responsabilité : Il incombe à l'utilisateur d'assurer l'adéquation de toute autre méthode de reconditionnement.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENT DE SOINS À DOMICILE.

MÁSCARA NASAL FLEXIFIT™ 405 INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN PARA EL PACIENTE

La Máscara Nasal FlexiFit™ 405 puede ser usada por pacientes múltiples o por un único paciente adulto al cual el médico ha diagnosticado un tratamiento CPAP o Bi-Level ventilador.

ADAPTACIÓN DE LA MÁSCARA

- Quitar la tapa de plástico de la Vaina de Silicona (C).
- Sosteniendo la máscara en una mano, extienda el armés Stretchgear™ (K) con la otra lo suficiente para que pase cómodamente sobre su cabeza.
- Sostenga la máscara ligeramente contra la cara, de forma que cubra la nariz, luego estire despacio el armés para ponerlo sobre la cabeza.
- Fije el armés a la correa del pasador Glider™ (E).
- Tire de las correas inferiores bajándolas lo más que pueda sobre la nuca. Ajuste suavemente las correas sin tensionar demasiado. Conecte la máscara a una máquina CPAP/Bi-Level puesta a la presión indicada.
- Si fuera necesario, ajuste las correas inferiores para eliminar los fugas. (Evite ajustar demasiado las correas).
- Utilice la Vaina de Silicona que mejor se adapte a su cara. Tamaños pequeño y grande se incluyen con su máscara.
- Cuando tenga que quitarle la máscara desconecte el armés Stretchgear™ de la correa del pasador Glider™.

SUGERENCIAS PARA UN BUEN AJUSTE

- Las almohadillas de la frente deberán tocar ligeramente la frente sin que las correas de arriba estén demasiado apretadas.
- Si hay fugas después de ajustar las correas de arriba y de abajo, levante un poco la máscara para que la jupe en silicona se gonfle de aire, luego rediseñe que la Vaina de Silicona se infle de aire. Reponga la máscara en la caja.

LIMPIEZA DE LA MÁSCARA

Para una seguridad y un confort constantes con su máscara nasal FlexiFit™ 405:

- ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ:**
 - Lave el armés Stretchgear™ (K) para la cabeza en agua tibia con un detergente puro. No deje en remojo por más de 10 minutos y enjuague con agua pura. Deje secar al aire aljado de la luz solar.
- ANTES DE CADA USO:**
 - Inspeccione su máscara verificando que no haya indicaciones de deterioro. No la utilice si está vetusta o se encuentra dañada.
- DESPUÉS DE CADA USO:**
 - Desmonte la Vaina de Silicona (C), la almohadilla de espuma (D), el codo (B) y el armés para la cabeza (K) de la base de la mascarilla (A).
 - Lave la Vaina de Silicona y la base de la mascarilla en agua tibia con jabón y luego enjuáguelos en agua corriente.
 - Limpie la almohadilla de espuma con un trapo húmedo. (No sumerja la almohadilla de espuma en agua).
 - Deje secar todas las piezas alejadas de la luz solar directa antes de volver a montarlas. No lave a enjuague el Difusor (F). Simplemente reemplácelo por un difusor nuevo si este hace mucho ruido o se deteriora. El difusor puede durar de 2 a 3 meses. Es posible que pequeños puntos aparezcan en el Difusor – eso no afectará su función. La máscara nasal FlexiFit™ 405 puede ser utilizada con o sin la tapa del difusor (G).
- CADA 7 DÍAS:**
 - Lave el armés Stetchgear™ (K) para la cabeza en agua tibia con un detergente puro. No deje en remojo por más de 10 minutos y enjuague con agua pura. Deje secar al aire aljado de la luz solar.

PRECAUCIÓN

- No deje en remojo por más de 10 minutos.
- No lave la mascarilla en un lavaplatos.
- No lave la mascarilla con productos que contienen alcohol, agentes antibacterianos, antisépticos cloro, lejía o crema hidratante.
- No guarde la mascarilla donde le dé el sol directamente. Las acciones anteriores pueden deteriorar o dañar la mascarilla y acortar su vida. Si su máscara Nasal FlexiFit™ 405 se debilita o se agrieta, deje de usarla y reemplácela inmediatamente.

MONTAJE DE LA MÁSCARA

Su Máscara Nasal FlexiFit™ 405 viene totalmente armada y lista para usar. Sin embargo, cuando sea necesario limpiarlo, siga las siguientes instrucciones para el montaje.

- Referirse al diagrama de montaje de la máscara.
- Meta la Almohadilla de Espuma (D) en la base de la máscara (A).
 - Comenzando por el tope de la máscara, coloque la Vaina de Silicona (C) sobre la almohadilla de espuma y sobre la base de la máscara, terminando por la parte inferior de la máscara.
 - Empuje el codo (B) en la base de la máscara.
 - Extienda el armés Stretchgear™ (K) dejando el lado del bucle hacia abajo. Coloque la máscara armada sobre el armés para la cabeza y fije los cuatro correas en las ranuras correspondientes del apoyo para la frente (I) y del pasador Glider™ (E). Esto se puede hacer sin tener que desmontar las lengüetas de Velcro™, insertando el armés para la cabeza a través de las ranuras.

AVERTENCIAS

Utilizar únicamente con el equipo CPAP o Bi-Level recomendado. Consulte a su especialista del sueño para obtener más información. No utilizar la mascarilla si el equipo de presión positiva no está funcionando.

Explicación de la advertencia: Los equipos CPAP/Bi-Level deben ser utilizados con máscaras especiales que contienen puertos de escape de flujo que permiten exhalar continuamente el aire hacia fuera de la máscara. Cuando el equipo CPAP/Bi-Level está conectado y funcionando correctamente, el aire nuevo del equipo CPAP/Bi-Level oxígeno el aire exhalado por los puertos de escape de flujo de la máscara. Sin embargo, cuando el equipo CPAP/Bi-Level no está operativo, no circulará aire nuevo suficiente en la máscara y el aire expelido podrá volver a ser inhalado. Volver a inhalar el aire exhalado durante varios minutos puede llevar a algunos casos a sofocación.

A presiones de CPAP/Bi-Level bajas, es posible que el flujo que sale por los puertos de escape de flujo no elimine adecuadamente todos los gases exhalados del tubo. Esto puede llevar a la re-inhalación.

No bloquee los puertos de escape de flujo o utilice difusores alternativos que no sean fabricados por Fisher & Paykel Healthcare. Antes de usarla, siempre asegúrese que el gas este saliendo por los puertos de escape.

- No utilizar la mascarilla si siente náuseas o está con vómito.
- Interrumpa el uso de la máscara si hubiera una reacción alérgica a cualquiera de sus partes. En este caso, consulte a su médico.

En caso de utilizar a pacientes múltiples de la Máscara Nasal FlexiFit™ 405 para pacientes múltiples, refiérase a las instrucciones para la limpieza de la Máscara Nasal FlexiFit™ 405 para pacientes múltiples.

PRECAUCIÓN


Utilice la máscara únicamente para los fines para los que fue diseñada, y de acuerdo con la indicada en el presente manual. La Ley Federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo a un médico o por orden de este. La Máscara Nasal FlexiFit™ 405 y sus accesorios están libres de latex. La experiencia de mucha gente es que la terapia de CPAP/Bi-Level puede causar sequedad de nariz y garganta. La humidificación calentada puede reducir esos síntomas sustancialmente.

PATENTE USUÁRIO NÚMERO 6 615 834
OUTROS PATENTES PENDENTES

<

FLEXIFIT™ 405 NASALMASKE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR PATIENTEN

Die FlexiFit™ 405 Nasalmaske ist für den Gebrauch durch mehrere oder einzelne Erwachsene Patienten vorgesehen, denen die CPAP- oder Bi-Level-Therapie ärztlich verordnet wurde.



ANPASSEN DER MASKE

- Entfernen Sie zunächst die Kunststoffschutzkappe von der Silikonauflage (C).
- Halten Sie die Maske in einer Hand und verteilen Sie das Kopfband (K) mit der freien Hand so weit, dass es bequem über den Kopf passt.
- Halten Sie die Maske leicht gegen das Gesicht, so dass die Nase bedeckt ist, und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.
- Befestigen Sie das Kopfband am Glider™-Band (E).
- Ziehen Sie die unteren Bänder so weit wie möglich ins Genick und ziehen Sie alle Bänder fest. Schließen Sie nun das CPAP- bzw. Bi-Level-Gerät mit der verschobenen Druckeinleitung an.
- Wenn nötig, ziehen Sie die unteren Bänder fester, um Leckagen zu beseitigen (oder ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an).
- Benutzen Sie die Silikonauflagegröße, die Ihnen am besten passt. Die Maske wird mit einer kleinen und einer großen Größe geliefert.
- Wenn Sie die Maske abnehmen möchten, haken Sie das Kopfband am Glider™-Band aus.

TIPPS FÜR GUTEN SITZ

- Die Stirnpolster sollten sanft auf der Stirn aufliegen, die Bänder sollten jedoch nicht zu fest gezogen werden.
- Wenn nach sanftem Festziehen der oberen und unteren Bänder noch Leckagen bestehen, heben Sie die Maske bei geschlossenem Kopfband leicht vom Gesicht ab, so dass die Silikonauflage sich mit Luft füllen kann. Dann setzen Sie die Maske wieder auf.

REINIGEN DER MASKE

Für dauerhafte Sicherheit und besten Tragekomfort Ihrer FlexiFit™ 405 Nasalmaske:

- VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:**
 - Waschen Sie das Kopfband (K) von Hand in lauwarmem Wasser mit milder Seife. Lassen Sie es nicht länger als 10 Minuten einweichen, dann spülen Sie es in klarem Wasser aus und lassen Sie es an der Luft, aber nicht in direkter Sonneneinstrahlung, trocknen.
- VOR JEDEM GEBRAUCH:**
 - Prüfen Sie die Maske auf Beschädigung und Verschleiß. Sie darf nicht benutzt werden, wenn sie beschädigt ist.
 - NACH JEDEM GEBRAUCH:**
 - Nehmen Sie Silikonauflage (C), Schaumstoffpolster (D), Winkeltel (B) und Kopfband (K) von der Maskenbasis (A) ab.
 - Reinigen Sie Silikonauflage und Maskenbasis in lauwarmem Seifenwasser. Lassen Sie die Teile nicht länger als 10 Minuten einweichen und spülen Sie sie mit klarem Wasser ab.
 - Waschen Sie das Schaumstoffpolster mit einem feuchten Tuch ab. (Das Schaumstoffpolster nicht in Wasser eintauchen.)
 - Lassen Sie alle Teile an der Luft, aber nicht in direkter Sonneneinstrahlung trocknen, bevor Sie die Maske wieder zusammensetzen. Der Luftverteiler (F) sollte nicht gewaschen oder abgespült werden. Wenn er störende Geräusche entwickelt oder verschleißt, ist er auszuwechseln. Er sollte zwei bis drei Monate halten. Auf dem Luftverteiler können kleine Punkte erscheinen – diese beeinträchtigen seine Leistung jedoch nicht. Die FlexiFit™ 405 Nasalmaske kann mit oder ohne Luftverteiler und Verteilerkappe (G) benutzt werden.
- ALLE 7 TAGE:**
 - Waschen Sie das Kopfband von Hand in lauwarmem Wasser mit milder Seife. Lassen Sie es nicht länger als 10 Minuten einweichen, dann spülen Sie es in klarem Wasser aus und lassen Sie es an der Luft, aber nicht in direkter Sonneneinstrahlung, trocknen.

VORSICHT

- Die Maske darf nicht mehr als 10 Minuten eingeweicht werden.
 - Die Maske darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
 - Die Maske darf nicht mit Reinigungsmitteln gereinigt werden, die Alkohol, antibakterielle oder antiseptische Wirkstoffe, Bleichmittel, Chlor oder Feuchtigkeitsspende enthalten.
 - Die Maske darf nicht in direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.
- Obige Bedingungen können die Maske beschädigen und ihre Haltbarkeit verkürzen. Wenn die FlexiFit™ 405 Nasalmaske verschleißt oder Risse bekommt, darf sie nicht mehr verwendet und muss umgehend ersetzt werden.

ZUSAMMENSETZEN DER MASKE

Die FlexiFit™ 405 Nasalmaske ist bereits gebrauchsfertig zusammengesetzt. Nach der Reinigung befolgen Sie jedoch bitte nachfolgende Anweisungen zum Zusammensetzen.

- Bitte beachten Sie die Darstellung zum Zusammensetzen der Maske.
- Legen Sie das Schaumstoffpolster (D) in die Maskenbasis (A).
 - Beginnen Sie an der Maskenspitze mit dem Einsetzen der Silikonauflage (C) über das Schaumstoffpolster und auf die Maskenbasis und beenden Sie diesen Arbeitsschritt am Unterrand der Maske.
 - Schieben Sie das Winkeltel (B) in die Maskenbasis.
 - Legen Sie das Kopfband (K) nach mit der Schlaufenseite nach unten. Platzieren Sie die zusammengesetzte Maske über das Kopfband und befestigen Sie die vier Bänder in den entsprechenden Schlitzen im Stirnpolster (E) und Glider™-Band (E). Es ist nicht nötig, die Klettverschlüsse zu öffnen, wenn Sie das Kopfband in die Schlitze schieben.

WAHNSCHWEIHE

Diese Maske sollte nur mit CPAP- bzw. Bi-Level-Geräten verwendet werden, die von Ihrem behandelnden Arzt oder Atemtherapeuten empfohlen wurden. Die Maske sollte nur benutzt werden, wenn das CPAP- bzw. Bi-Level-Gerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Erklärung des Warnhinweises: CPAP- und Bi-Level-Geräte sind zur Anwendung mit speziellen Masken vorgesehen, die über Abflüßöffnungen verfügen, welche einen kontinuierlichen Luftstrom aus der Maske gestatten. Wenn das CPAP/Bi-Level-Gerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, spült die aus dem CPAP/Bi-Level-Gerät nachströmende Luft die Ausatemluft durch die Abflüßöffnungen der Maske hinaus. Falls das CPAP/Bi-Level-Gerät jedoch nicht läuft, strömt nicht genügend Frischluft in die Maske, so dass die Ausatemluft wieder eingeatmet werden kann. Das Rückatmen von Ausatemluft über mehrere Minuten kann unter bestimmten Umständen sogar zur Erstickung führen.

- Bei niedrigen CPAP/Bi-Level-Druckwerten kann es sein, dass der Fluss aus den Abflüßöffnungen nicht ausreicht, um die Ausatemluft aus dem Schlauch zu spülen. Fluss Rückatmen ist möglich.
- Die Abflüßöffnungen dürfen keinesfalls bedeckt sein und es dürfen nur die von Fisher & Paykel Healthcare hergestellten Luftverteiler benutzt werden. Vor dem Gebrauch sollten Sie sich stets vergewissern, dass Gas durch die Abflüßöffnungen den Luftverteiler (falls benutzt) durchströmt.
- Benutzen Sie die Maske nicht bei Übelkeit oder Erbrechen.
- Wenn eine allergische Reaktion im Bereich der Maske auftritt, verwenden Sie sie nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn verschiedene Patienten die FlexiFit™ 405 Nasalmaske benutzen, befolgen Sie bitte die „Reinigungsanweisungen bei Benutzung durch mehrere Patienten“ für die FlexiFit™ 405 Nasalmaske.

VORSICHT

- Die Maske darf nur zweckentsprechend unter Befolgung dieser Anweisungen benutzt werden.
- Nach US-Bundesrecht darf dieses Gerät nur auf ärztliche Verordnung verkauft werden.

Die FlexiFit™ 405 Nasalmaske und Zubehör sind latexfrei. Viele Patienten verursachen die CPAP/Bi-Level-Therapie Trockenheit in Nase und Rachen. Beheizte Atemluftbefeuchtung kann diese Symptome erheblich lindern.

US PATENT-NUMBER 6 615 834
ANDERE PATENTE ANGEWELDT

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI IHREM HOMECARE-FACHHÄNDLER

SAUERSTOFF/DRUCKMESS-ADAPTER

Wenn Druckmessungen und/oder zusätzlicher Sauerstoff gewünscht werden, ist ein Adapter für Sauerstoff und Druckmessungen erhältlich. (Bestell-Nr. 900HC452).

- Schließen Sie das große Ende des Adapters (T) an das Drehgelenk (I) an der Maske, das kleine Ende des Adapters an den Beatmungsschlauch (R) an.
 - Öffnen Sie die Portkappe(n) (Q) und setzen Sie Druck- und/oder Sauerstoffschlauch (S) fest auf den/die Port(s) (Q).
- (Die beiden Ports sind identisch; beide können für Sauerstoff oder Druckmessung benutzt werden. Nehmen Sie die Portkappen nur von den Ports ab, die Sie benutzen wollen.)

Zu beachten: Bei einer festen Flussrate von zusätzlichem Sauerstoff wird die inaktivierte Sauerstoffmenge in Abhängigkeit von Druck, Atemmuster des Patienten, Maskenwahl und Leckagenrate variieren.

Warnung: Falls Sauerstoff mit dem CPAP/Bi-Level-Gerät verwendet wird, muss der Sauerstofffluss abgestellt werden, wenn das CPAP/Bi-Level- Gerät nicht eingeschaltet ist.

Erklärung des Warnhinweises: Wenn das CPAP/Bi-Level-Gerät nicht läuft und die Sauerstoffzufuhr angeschaltet bleibt, kann sich die über den Schlauch zugeführte Sauerstoffmenge im CPAP/Bi-Level-Gerät ansammeln. Eine Sauerstoffansammlung im Gerätegehäuse stellt ein Feuerisiko dar.

Warnhinweis: Während der Sauerstoffzufuge darf im äußeren Umfeld keinesfalls geraucht werden!

Warnhinweis: Es dürfen keine Druck- bzw. Sauerstoffschläuche aus Polyvinylchlorid (PVC) benutzt werden. Stattdessen sind Silikonschläuche zu verwenden.

Erklärung des Warnhinweises: Bei Kontakt mit PVC können die Ports vorzeitig Risse entwickeln.

TECHNISCHE DATEN

ABLUFTRUSS

Nasalmaschinen für CPAP- und Bi-Level-Therapie besitzen Abflüßöffnungen zum Ableiten der Ausatemluft aus der Maske. Die FlexiFit™ 405 Nasalmaske verfügt über ein einstufiges Ventilatorteil, mit dem die aus der Maske abgeleitete Luft verteilt wird, um die entstehende Zugluft zu verringern. Da der Verteiler die aus der Maske austretende Luftmenge nicht wesentlich verändert, kann die Maske mit oder ohne Verteiler benutzt.

DRUCK (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
FLUSS (L/min)	18	24	29	33	37	41	44	47	50	53	55	58

FLUSSWIDERSTAND
Druckabfall durch Maske @ 50 l/min ist 0,3 cm H₂O
Druckabfall durch Maske @ 100 l/min ist 0,9 cm H₂O

TOTRAUM DER MASKE
88cc

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebdruckbereich: 3-25 cm H₂O
- Betriebtemperaturbereich: 5-50°C (40-120°F)

REINIGUNGSANWEISUNGEN BEI BENUTZUNG DURCH MEHRERE PATIENTEN

Die FlexiFit™ 405 Nasalmaske ist gebrauchsfertig zusammengesetzt. Bei Wiederwendung durch mehrere Patienten befolgen Sie jedoch bitte die untenstehenden Anweisungen.

REINIGUNG / SCHMUTZENTFERNUNG

- Vor der Desinfektion entfernen Sie zunächst allen sichtbaren Schmutz. Hierzu nehmen Sie die Maske auseinander und reinigen Sie die Teile mit einer kleinen Bürste unter fließendem Trinkwasser.
- WICHTIG:** DIE MASKE NICHT GRÜNDLICH GEREINIGT, SO KANN DIE DESINFIZIION UNZUREICHEND SEIN.

PARAMETER FÜR HOCHGRADIGE DESINFIZIION

Anm.: Beim Autoklavieren sind die Teile in einen Sterilisierbeutel zu legen.

MASKENBASIS	AUTOKLAVIEREN
	Autoklavieren 30 Minuten bei 121°C (250°F).
	ODER
	HITZEDESINFIZIION
	Teile 30 Minuten in Heißwasserbad bei 70°C (158°F) einlegen.
	ODER
	STERRAD® 100S
	Bitte befolgen Sie die Angaben des Herstellers für das Sterrad® 100S Sterilisationssystem.
	ODER
	CIDEX® OPA
	Bitte befolgen Sie die Angaben des Herstellers für hochgradige Desinfektion. Legen Sie die Teile für 8 Minuten bei 20°C (68°F) ein. Dann gründlich in klarem Wasser nachspülen.
	ODER
	SPOROX® II
	Bitte befolgen Sie die Angaben des Herstellers für hochgradige Desinfektion. Legen Sie die Teile für 6 Stunden bei 20°C (68°F) ein. Dann gründlich in klarem Wasser nachspülen.

SILIKONAUFLAGE	WINKELTEL

DREHGELENK	KOPFBAND

SCHAUMSTOFFPOLSTER

Auswechseln.

LUFVORTEILER	LUFVORTEILERKAPPE

Bei fortgesetzter Benutzung des Luftvertellers ist dieses Teil auszuwechseln.

DIE FLEXIFIT™ 405 NASALMASKE WURDE FÜR 20 ZYKLEN DER OBEN DARGELEGTE PARAMETER VALIDIERT. SIE DARF NICHT BENUTZT WERDEN, WENN SIE BESCHÄDIGT SIND.

Hilfungs-ausschluss: Abweichungen von den empfohlenen Behandlungsmethoden erfolgen auf Eigenverantwortung des Benutzers.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI IHREM HOMECARE-FACHHÄNDLER.

MASCERA NASALE FLEXIFIT™ 405 ISTRUZIONI D'USO PER IL PAZIENTE

La Maschera Nasale FlexiFit™ 405 è stata studiata per l'utilizzo con più pazienti adulti o a paziente unico, cui il medico abbia prescritto un trattamento di ventilazione CPAP o Bi-Level.

COME INDOSSARE LA MASCHERA

- Rimuovere il coperchio in plastica dal cuscinetto in silicone (C).
- Tenere la maschera in una mano, allargare le fasce nucai (K) con l'altra mano in modo che possano passare comodamente sopra la testa.
- Tenere delicatamente la maschera sul viso, coprendo il naso e portare lentamente le fasce nucai sopra la testa.
- Attaccare le fasce nucai alla guida scorrevole Glider™ (E).
- Tirare le cinghie inferiori più in basso possibile dietro il collo. Tirare leggermente le cinghie in modo che siano ben tese. Collegare ad un apparecchio CPAP/Bi-Level impostato alla pressione prescritta.
- Se necessario, stringere le cinghie inferiori per eliminare ogni perdita (evitare di stringere troppo forte).
- Utilizzare la misura del cuscinetto in silicone che meglio si adatta. Con la maschera vengono fornite sia la misura piccola che quella grande.
- Per togliersi la maschera, sganciare le fasce nucai dalla guida scorrevole Glider™.

CONSIGLI PER INDOSSARE LA MASCHERA

- I distanziatori frontali devono appoggiarsi delicatamente sulla fronte senza che le cinghie superiori siano troppo tirate.
- Se ci sono ancora perdite dopo aver stretto delicatamente le cinghie superiori ed inferiori, allontanare leggermente la maschera dal viso con le cinghie ancora attaccate. Questo permetterà al cuscinetto in silicone di gonfiarsi d'aria. Riposizionare la maschera sul viso.

PULIZIA DELLA MASCHERA

Per assicurare continua sicurezza e comfort della Maschera Nasale FlexiFit™ 405:

- PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:**
 - Lavare a mano le fasce nucai (K) con acqua tiepida e sapone. Non lasciare in immersione per più di 10 minuti, risciacquare con acqua fredda e lasciare asciugare lontano dai raggi diretti del sole.
- PRIMA DI OGNI UTILIZZO:**
 - Controllare che la maschera non sia deteriorata. Non utilizzarla se danneggiata.
- DOPO OGNI UTILIZZO:**
 - Smontare il cuscinetto in silicone (C), il cuscinetto in gomma (D), il connettore a gomito (B) e le fasce nucai (K) dalla base della maschera (A).
 - Lavare il cuscinetto in silicone e la base della maschera con acqua tiepida e sapone. Non lasciare in immersione per più di 10 minuti, sciacquare con acqua fredda.
 - Strofinare il cuscinetto in gomma con un panno umido (Non immergere il cuscinetto in gomma in acqua).
 - Lasciare asciugare tutte le parti lontano dai raggi solari diretti prima del riassetto. Il diffusore (F) non dovrebbe essere né lavato né sciacquato. Semplicemente sostituire il diffusore con uno nuovo se questo diventa rumoroso o si deteriora. Dovrebbe durare due o tre mesi. Possono apparire dei puntini sul diffusore – ciò non influenza il suo funzionamento. La Maschera Nasale FlexiFit™ 405 può essere utilizzata con o senza il diffusore ed il suo coperchio (G).
- OGNI 7 GIORNI:**
 - Lavare a mano le fasce nucai con acqua tiepida e sapone. Non lasciare in immersione per più di 10 minuti, sciacquare con acqua fredda e lasciare asciugare all'aria lontano dai raggi diretti del sole.

ATTENZIONE

- Non lasciare la maschera in immersione per più di 10 minuti.
 - Non lavare la maschera in lavastoviglie.
 - Non lavare la maschera con prodotti che contengono alcool, agenti antibatterici, antisettici, varechina, cloro o ammoniaca.
 - Non conservare la maschera in un luogo esposto direttamente ai raggi solari.
- Le azioni sopra descritte possono deteriorare o danneggiare la maschera ed abbreviarne la durata. Se la Maschera Nasale FlexiFit™ 405 si danneggia o si crepa sospendere l'utilizzo e sostituirla immediatamente.

ASSEMBLAGGIO DELLA MASCHERA

La Maschera Nasale FlexiFit™ 405 è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso. Dopo averla pulita, seguire le seguenti istruzioni per rimontarla.

- Fare riferimento alla figura "assemblaggio della maschera".
- Mettere il cuscinetto in gomma (D) nella base della maschera (A).
 - Cominciando dalla parte superiore della maschera, montare il cuscinetto in silicone (C) sopra il cuscinetto in gomma e nella base della maschera, finendo con la parte inferiore della maschera.
 - Spingere il connettore a gomito (B) nella base della maschera.
 - Appoggiare la cuffia (K) piatta con il lato del cerchio chiuso rivolto verso il basso. Mettere la maschera montata sopra la cuffia ed attaccare le quattro cinghie nelle scanalature opposte sul supporto frontale (I) e sulla guida scorrevole Glider™ (E). Ciò si può fare senza staccare le strisce di Velcro™, facendo scivolare la cuffia nelle apposite scanalature.

AVVERTENZE

Questa maschera dovrebbe essere utilizzata solo con apparecchi CPAP o Bi-Level raccomandati dal medico o specialista. La maschera non dovrebbe essere utilizzata a meno che l'apparecchio CPAP o Bi-Level sia acceso e funzioni regolarmente.

Spiegazione dell'avvertenza: gli apparecchi CPAP e Bi-Level sono stati studiati per l'utilizzo con speciali maschere che hanno dei fori di esalazione e che permettono un flusso continuo d'aria in uscita dalla maschera. Quando l'apparecchio CPAP/Bi-Level è acceso e funziona regolarmente l'aria nuova dell'apparecchio stesso espelle l'aria esalata attraverso i fori di esalazione della maschera. Ma quando l'apparecchio CPAP/Bi-Level non è in funzione, non viene fornito sufficiente aria fresca attraverso la maschera, l'aria esalata può essere nuovamente respirata. Il respiro dell'aria esalata per più di qualche minuto può, in alcune circostanze, portare a soffocamento.

- A basse pressioni CPAP/Bi-Level la fuoriuscita dell'aria attraverso i fori di esalazione può essere inadeguata per eliminare l'aria espirata dai tubi. Parte dell'aria espirata può essere nuovamente respirata.
- Non ostruire i fori di esalazione od utilizzare altri diffusori oltre a quelli fabbricati dalla Fisher & Paykel Healthcare. Prima dell'uso assicurarsi sempre che sia presente un flusso d'aria attraverso i fori di esalazione o attraverso il diffusore (se questo viene utilizzato).
- Non utilizzare la maschera con vomito o sensazioni di nausea.
- Sospendere l'utilizzo della maschera se si verificano delle reazioni allergiche a qualsiasi parte della maschera. In questi casi consultare il proprio medico.
- Se la Maschera Nasale FlexiFit™ 405 viene riutilizzata per più pazienti, fare riferimento alle istruzioni multi paziente per la pulizia della Maschera Nasale FlexiFit™ 405.

ATTENZIONE

- Utilizzare la maschera esclusivamente per l'uso cui è destinata, come descritto in questo manuale.
- La legge federale americana prevede la vendita di questo dispositivo da o su ordine di un medico.

La maschera nasale FlexiFit™ 405 e i suoi accessori non contengono lattice. Molti pazienti trovano che la terapia CPAP/Bi-Level causa secchezza al naso e gola. L'umidificazione riscaldata può ridurre notevolmente questi sintomi.

BREVETTO AMERICANO NUMERO 6 615 834
ALTRI BREVETTI IN ATTESA DI REGISTRAZIONE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE DI PRODOTTI PER LA CURA SANITARIA A DOMICILIO.

CONNETTORE PER OSSIGENO/PRESSIONE

Se si vogliono leggere i valori della pressione e/o fornire ossigeno addizionale è disponibile un connettore per Ossigeno / Pressione (Codice 900HC452).

- Connettere la parte più larga del connettore (T) al raccordo (I) sulla maschera e la parte più stretta del connettore al tubo di respirazione (R).
 - Aprire il cappuccio della(e) porta(e) (P) e posizionare il tubo della pressione e/o dell'ossigeno (S) saldamente sulla porta(e) (Q).
- (Le due porte sono identiche; entrambe possono essere utilizzate per l'ossigeno o la misurazione della pressione. Tagliare solo il cappuccio delle porte in uso.)

Nota: Con un flusso fisso di ossigeno supplementare, la concentrazione di ossigeno inalata varia a seconda della pressione impostata, del tipo di respirazione del paziente, della scelta del tipo di maschera e del livello delle perdite.

Avvertenza: se l'ossigeno viene utilizzato con l'apparecchio CPAP / Bi-Level, il flusso dell'ossigeno deve essere interrotto se l'apparecchio CPAP / Bi-Level non è in funzione.

Spiegazione dell'avvertenza: se l'apparecchio CPAP / Bi-Level non è in funzione ed il flusso dell'ossigeno viene lasciato aperto l'ossigeno che scorre all'interno del tubo del ventilatore può accumularsi all'interno dell'apparecchio CPAP / Bi-Level stesso. L'ossigeno così accumulatosi all'interno dell'apparecchio CPAP / Bi-Level può creare rischio di incendio.

Avvertenza: Non fumare mentre si utilizza o nelle vicinanze di chi utilizza ossigeno con questa maschera.

Avvertenza: Non utilizzare tubi per la rilevazione della pressione o per l'aggiunta di ossigeno addizionale in PVC. Utilizzare tubi in silicone.

Spiegazione dell'avvertenza: il contatto con il PVC può causare la rottura prematura delle porte.

SPECIFICHE TECNICHE

FLUSSO DI ESALAZIONE

La Maschera Nasale per terapia CPAP / Bi-Level sono dotate di fori di esalazione per eliminare dalla maschera l'aria espirata. La Maschera Nasale FlexiFit™ 405 ha un sistema a due stadi che è stato studiato per eliminare dalla maschera l'aria espirata riducendo lo sfuato. Il diffusore non cambia significativamente la quantità d'aria che fuoriesce dalla maschera; la maschera può quindi essere utilizzata con o senza il diffusore.

PRESSIONE (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
FLUSSO (L/min)	18	24	29	33	37	41	44	47	50	53	55	58

RESISTENZA AL FLUSSO
Calo di pressione attraverso la maschera a 50 l/min 0,3 cm H₂O
Calo di pressione attraverso la maschera a 100 l/min 0,9 cm H₂O

SPAZIO MORTO DELLA MASCHERA
88cc

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

- La pressione di funzionamento varia da 3 a 25 cm H₂O
- La temperatura di funzionamento varia da 5 a 50°C (40-140°F)

ISTRUZIONI MULTI-PAZIENTE PER LA PULIZIA DELLA MASCHERA

La Maschera Nasale FlexiFit™ 405 viene fornita pronta per l'uso. Per l'utilizzo con pazienti diversi si prega di seguire le seguenti istruzioni.

PULIZIA / RIMOZIONE DELLO SPURCO

- Prima della disinfezione, smontare e pulire a fondo la maschera con uno spazzolino sotto un getto d'acqua corrente pulita. In modo da rimuovere lo sporco visibile.
- SE LA MASCHERA NON VIENE PULITA ACCURATAMENTE LA DISINFIZIONE PUÒ RISULTARE INADEGUATA.**

PARAMETRI PER LA DISINFIZIONE AD ALTO LIVELLO

Anm.: Per i cicli in autoclave i componenti devono essere messi in una busta apposta per la sterilizzazione.

BASE DELLA MASCHERA	AUTOCALVE
	Cicli di 15 minuti a 121°C (250°F).
	OU
	DISINFIZIONE TERMICA
	Immergere le parti in acqua calda per 30 minuti a 70°C (158°F).
	OU
	STERRAD® 100S
	Seguire le istruzioni del produttore per il sistema di sterilizzazione Sterrad® 100S.
	OU
	CIDEX® OPA
	Seguire le istruzioni di fabbricazione per un alto livello di disinfezione. Immagere per 12 minuti a 20°C (68°F). Sciacquare accuratamente con acqua potabile.
	OU
	SPOROX® II
	Seguire le istruzioni di fabbricazione per un alto livello di disinfezione. Immagere per 6 ore a 20°C (68°F). Sciacquare accuratamente con acqua potabile.

CUSCINETTO IN SILICONE	CONNETTORE A GOMITO

RACCORDO	FASCE NUCAI

CUSCINETTO IN GOMMA

Sostituire con una parte nuova.

DIFFUSORE	COPERCHIO DEL DIFFUSORE

Se si continua ad utilizzare con il diffusore, sostituire con un nuovo pezzo.

LA MASCHERA NASALE FLEXIFIT™ 405 È STATA CONVALIDATA PER 20 CICLI DI DISINFIZIONE AI PARAMETRI SOPRA INDICATI. NON UTILIZZARE SE DANNEGGIATA.

Responsabilità: È responsabilità dell'utilizzatore seguire una procedura per il riutilizzo non corretto, diversa da quella descritta nei metodi raccomandati per la disinfezione.

CONTATTARE IL PROPRIO RIVENDITORE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE.

MÁSCARA NASAL FLEXIFIT™ 405 INSTRUÇÕES DE USO PARA O PACIENTE

A Máscara Nasal FlexiFit™ 405 FOI PROJETADA PARA SER USADA POR VÁRIOS PACIENTES OU POR UM ÚNICO PACIENTE ADULTO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM CPAP OU BI-LEVEL.

COMO COLOCAR SUA MÁSCARA

- Remova a tampa plástica da vedação de silicone (C).
- Segure a máscara com uma mão e abra a tampa Stretchgear™ (K) com a mão livre, para permitir que ela passe confortavelmente pela cabeça.
- Segure delicadamente a máscara contra o rosto, cobrindo o nariz e em seguida coloque delicadamente a tampa na cabeça.
- Prenda a Capacete a Tira Glider™ (E).
- Puxe as tiras inferiores para a posição mais baixa possível na parte de trás do pescoço. Aperte as tiras o quanto for necessário para remover o folga. Conecte o equipamento de CPAP/Bi-level na pressão indicada.
- Caso necessário, ajuste as tiras inferiores para eliminar qualquer vazamento (evite apertar demais as tiras).
- Utilize a vedação de silicone que melhor se ajuste ao seu rosto. A máscara é fornecida com os tamanhos pequeno e grande.
- Quando for necessário remover a máscara, desprender a tampa da tira Glider™.

DICAS PARA COLOCAÇÃO

- As almofadas frontais devem tocar levemente a testa. No entanto, não se deve apertar demais as tiras superiores.
- Caso haja qualquer vazamento depois de ajustar o necessário os tiras superiores e inferiores, afaste um pouco a máscara do rosto, mantendo as tiras presas. Isto permitirá que a vedação de silicone se encha de ar. Coloque novamente a máscara no rosto.


COMO LIMPAR SUA MÁSCARA

Para que sua Máscara FlexiFit™ 405 ofereça segurança e conforto de forma contínua:

- ANTES DO PRIMEIRO USO:**
 - Lave a tampa (K) (a mão) com sabão puro dissolvido em água morna. Não deve de molhar por mais de 10 minutos e em seguida enxaguar com água corrente e deve secar ao abrigo do sol.
- ANTES DE CADA USO:**
 - Inspeccionar a máscara quanto a deterioração. Não use a máscara caso esteja danificada.
- APÓS CADA USO:**
 - Desmontar a Vedação de Silicone (C), a Almofada de Espuma (D), o Cotovelo (B) e a tampa (K) da base da Máscara (A).
 - Lavar a Vedação de Silicone e a Base da Máscara com água morna e sabão. Não deve de molhar por mais de 10 minutos e em seguida enxaguar em água corrente.
 - Enxaguar a almofada de espuma com um pano úmido (não imersa a Almofada de Espuma na água).
 - Deix

FlexiFit™ 405 –NEMÄSMÄKI OHJEET POTILAALLE

FlexiFit™ 405 –NEMÄSMÄKI ON TARKKOITU KÄYTTÄVÄKSI YHDellä TAI USEAMMALLA AIKUIPOTILAELLA, JOLLE LÄÄKÄRI ON MÄÄRÄNnyt CPAP- TAI BILEVEL-HOITO.



MÄSKIN SOVITTAMINEN

1. Poista silikonitiiviteen muovisuojus (C).
2. Pida maskia toisessa kädessä ja levitä pääremmiä (K) toisella kädellä niin, että se mahtuu mukavasti pään yli.
3. Pida maskia kevyesti kasvojesi vasten niin, että se peittää nenän, ja vedä sitten pääremmit hitaasti pään yli.
4. Kiinnitä pääremmit Glider™-liukuremmiin (E).
5. Vedä alaremmi niskan taakse niin alas kuin mahdollista. Tukenna remmit varovasti. Liitä maski lääkärin määräämillä paineilla toimivaan CPAP- tai bilevel-laitteeseen.
6. Käytä parhaiten sopivia silikonitiivitteitä. Maskin mukana tulee kaksi pientä suuta tiivistä.
7. Kun haluat ottaa maskin pois kasvoilta, irtota pääremmiä Glider™-remmeistä.

VINKKEÄ SOVITUKSEEN

- Otsavyörynen tulee istua kevyesti otsalla ilman, että pääremmit ovat liian tiukalla.
- Jos happea vuotaa ylä- ja alaremmien varoavien tukennuksen jälkeen, vedä maski kevyesti pois kasvoilta remmien ollessa paikallaan. Näin silikonitiivite on täyttävä ilmalla. Laita maski takaisin kasvoille.

MÄSKIN PUHDISTAMINEN

Suonauvilla tavalla voit varmistaa, että FlexiFit™ 405 –nenmäsmäki on jatkuvasti tuuraillina ja miellyttävä käyttää.

- ENNEN KÄYTTÖNOTTOA:
 1. Pese pääremmiä (K) käsin haalossa saippuvedessä. Älä liota 10 minuuttia kaumpaa. Huuhtelet remmit puhtaassa vedessä ja anna kuivua suoraan suoralla auringonvalolla.
- AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:
 1. Tarkasta, ettei maski ole haurastunut. Älä käytä viallista maskia.
- AINA KÄYTÖN JÄLKEEN:
 1. Irtota silikonitiivite (C), vaahtonuoviopehmike (D), kulmakappale (B) ja pääremmiä (K) maskin rungosta (A).
 2. Pese silikonitiivite ja maskin runko haalossa saippuvedessä. Liota korkeintaan 10 minuuttia ja huuhtelet puhtaassa vedessä.
 3. Pyyhi vaahtonuoviopehmike kostealla pyyhkeellä (älä upota vaahtonuoviopehmikettä veteen).
 4. Ennen kuin kokoa maskin uudestaan, anna kaikkien osien kuivua suoraan suoralla auringonpaisteella. Diffuusoria (F) ei saa pestä eikä huuhdella. Vaihda se uuteen, jos se alkaa pitää ääntä tai näyttää kuluneelta. Sen käyttöä on kohdasta kolme kuvattu. Diffuusoria saattaa näkyä pieniä pistettä – ne eivät vaikuta sen toimintaan. FlexiFit™ 405 –nenmäsmäki voidaan käyttää joko diffusorin ja diffuusiorkorin (G) kanssa tai ilman niitä.

VIKOTOINTI:

1. Pese pääremmit käsin haalossa saippuvedessä. Liota korkeintaan 10 minuuttia ja huuhtelet puhtaassa vedessä. Anna kuivua suoraan suoralla auringonpaisteella.

VAROITUKSET

- Maskia ei saa liottaa kaumpaa kuin 10 minuuttia.
 - Maskia ei saa pestä astianpesukoneessa.
 - Maskin puhdistukseen ei saa käyttää lämpöä, jossa on alkoholia, antibakteerisia aineita, antiseptisiä aineita, valkosuolaa, klooria tai kosteusvoidetta.
 - Maskia ei saa säilyttää suorassa auringonpaisteesta.
- Yliolueet seikat saattavat haurastuttaa tai vaurioittaa maskia ja lyhentää sen käyttöikä. Jos FlexiFit™ 405 –nenmäsmäki haurastuu tai halkeilee, lopeta sen käyttäminen heti ja hanki uusi maski.

MÄSKIN KOKOAMINEN

FlexiFit™ 405 –nenmäsmäki on täysin koottu ja valmis käytettäväksi. Kun maski täysin puhdistaa, voit koota sen uudelleen noudattamalla näitä ohjeita.

1. Aseta vaahtonuoviopehmike (D) maskin runkoon (A).
2. Kiinnitä silikonitiivite (C) paikalleen pehmikkeen ja maskin runko-osan ympärille aloittaen maskin yläosasta ja lopettaen maskin alasosan.
3. Työnä kulmakappale (B) maskin runkoon.
4. Levitä pääremmiä (K) tasaisesti silloin kun olet, että lenkkijuoppu jää alle. Aseta koottu maski pääremmin päälle ja kiinnitä nejä remmiä niitä vastavain aukkoihin ottaessasi (J) tai Glider™-remmeissä (E). Pääremmiä voidaan pujottaa aukkoihin, jolloin Velcro™-tarjoa ei tarvitse avata.

VAROITUKSET

- Tätä maskia saa käyttää vain lääkärin tai kuntoutuoshoajaan suosittelemien CPAP- tai bilevel-laitteiden kanssa. Maskia ei saa käyttää, jos CPAP- tai bilevel-laitte ei ole käynnissä tai jos se ei toimi kunnolla.
- Selitys: CPAP- tai bilevel-laitteita on tarkoitus käyttää uloshengitysohjeita varten. Kun CPAP- tai bilevel-laitte on käynnissä ja toimi kunnolla, laitteesta tulee vaa ilmaa ylävirta uloshengitysilman pois maskista olevista uloshengitysohjeista. Jos CPAP- tai bilevel-laitte ei toimi, maskin ei tule nittävasti tuottaa ilmaa, jolloin potilas saattaa hengittää uloshengitysilmaa uudestaan. Mikäli uloshengitysilman takaisinhengitys jatkuu useita minuutteja, se voi jossakin tapauksissa aiheuttaa tukehtumisaavara.
- Kun CPAP-painetta on alhainen, uloshengitysohjeiden ilmi kulkeva ilma ei välttämättä riitä poistamaan uloshengitysilmaa kokonaan leiktukselta. Jokin varsin takaisin hengitystä voi tapahtua.
- Uloshengitysohjeita ei saa takkia eikä maskissa saa käyttää muiden valmistajien kuin Fisher & Paykel Healthcaren diffuusoreita. Varmista aina ennen käyttöä, että ilmaa virtaa ulos uloshengitysohjeista tai diffuusorista (jos sellainen on käytössä).
- Älä käytä maskia, jos osentelet tai voit pahoin.
- Keskeytä maskin käyttö, jos milloin maskin ssa aiheuttaa allergisen reaktion. Ota siinä tapauksessa yhteyttä hoitavaan lääkäriin.
- Jos FlexiFit™ 405 –nenmäsmäki käytetään eri potilailla, noudata usein potilaan käytössä olevan 405 –nenmäsmäki puhdistusohjeita.

VAROITUKSET

- Käytä maskia vain sille määrättyyn tarkoitukseen tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäriä tai lääkärin määräyksellä.

FlexiFit™ 405 –nenmäsmäki ja sen lisävarusteet ovat lateksittomia. Monien käytettyjen mielestä CPAP- tai bilevel-hoito kuivattaa nenää ja kurkua. Lämmenisäkin voi vähentää näitä oireita huomattavasti.

PATENTTUOYHDYSVALLOISSA, PATENTTINUMERO 6 615 834
MUITA PATENTTEJA ON JONOSIA

LISÄTIETOA SAAT PAIKALLISELTA HOITOPALVELUJEN TARJOAJALTA

HAPPI/PAINEPORTTILIITIN

Jos haluatonta mitata painelukemia ja/tai antaa lisäohjeita, tarkoitukseen on saatavissa happi-painelittin (tilauskoodi 900H452).

1. Yhdistä liittimen suupussi pidi (T) maskin kiertoliittimeen (J) ja pienempi pää hengitysketjuun (R).
 2. Avaa porttisuojus/suojus (P) ja kiinnitä paine- ja/tai happelietu (S) tiukasti porttiin/portteihin (Q).
- (Portit ovat samantallisia, kumpunkin voidaan käyttää hapen tai paineen mittamiseen. Poista suojus vain käyttäessä olevasta portista.)
- Huom: Kun lisävarpaita kintäällä virtausnopeudella, sisäänhengitetty happitoisuus vaihtelee paineasetuksissa, potilaan hengitystavasta, maskivälivälistä ja vuoden nopeudesta riippuen.
 - Varoitus: Jos CPAP- tai bilevel-laitteen kanssa käytetään happea, hapentulo on karkauttava lämpötilan ollessa sammuttuna.
 - Selitys: Jos hapentulo jatkuu sen jälkeen, kun CPAP- tai bilevel-laitte on sammutettu, virtauslaittoin leikustuu virtaavaa kaasua voi kerääntyä CPAP- tai bilevel-laitteen koteloon aiheuttaen tulipaloavara.
 - Varoitus: Tupakointi on kiellettyä maskia käytettäessä tai sellaisen henkilön läheisyydessä, joka käyttää happea maskin kanssa.
 - Varoitus: Paine- ja/tai happelietu ei saa käyttää polyvinyylikloridiletuja (PVC). Sen sijaan on käytettävä silikoniletuja.
 - Selitys: Kontakti PVC:n kanssa saattaa aiheuttaa porttien enenakaista halkamista.

TEKNISEET TIEDOT

ULOSHENGITYSVIRTUUS
CPAP- tai bilevel-laitteen nenämäsissä on poistoaukot, joiden kautta uloshengitysilma pääsee pois maskista. FlexiFit™ 405 –nenmäsmäki on suunniteltu uloshengitysohjeita, joka käyttää maskista poistuvan uloshengitysilman. Tämä vähentää vetoa. Diffuusiorei ei muuta merkittävästi maskista virtaavaa ilman määrää, mikä voidaan välttää joko sen kanssa tai ilman.

PAINE (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
VIRTUUS (L/MIN)	18	24	29	33	37	41	44	47	50	53	55	58

VIRTUUSVASTUS
Paineenlasku maskin kautta @ 50 l/min 0,3 cm H₂O
Paineenlasku maskin kautta @ 100 l/min 0,9 cm H₂O

MÄSKIN KOULLU TILA
88 ml

KÄYTTÖOHJEET
• Käyttöpaine on 3-25 cm H₂O.
• Käyttölämpötila on 5-50°C (40-120°F).

PUHDISTUSOHJEET, KUN MÄSKIÄ KÄYTTÄÄN USEILLA POTILAILLA

FlexiFit™ 405 –nenmäsmäki toimitetaan käyttövalmiina. Jos maskia käytetään eri potilailla, noudata allaolevia ohjeita.

PUHDISTAMINEN

- Irtota näkyvä lika ennen desinfointia purkamalla maski ja harjaamalla osat pienellä harjalla juoksevan juomaveden alla.

PERUSTEELISEN DESINFIOINNIN OHJEAVOT

HUOM: Autoklaavia käytettäessä osat tulee pakata steriloitussäiliöön.

MÄSKIN RUNKO	STERILOIMINEN AUTOKLAAVISSA
TAI	Steriloitoklaavissa 15 min ajan 121°C:ssä (250°F).
TAI	LÄMPÖDESINFIOINTI Liota osia kuumaassa vedessä 30 minuuttia 70°C:ssä (158°F).
TAI	STERAD® 100S Noudata valmistajan antamia ohjeita Sterad® 100S-steriloijinjärjestelmän käytöstä.
TAI	CIDEX® OPA Noudata valmistajan antamia ohjeita perusteellisesta desinfiointista. Upota 12 minuuttia ajaksi 20°C:ssä (68°F). Huuhtelet perusteellisesti juomavedellä.
TAI	SPOROK® II Noudata valmistajan antamia ohjeita perusteellisesta desinfiointista. Upota 6 tuntia 120°C:ssä (248°F). Huuhtelet perusteellisesti juomavedellä.
PÄÄREMMI	Pese pääremmiä käsin haalossa saippuvedessä. Kuivaa suoraalla auringonvalolla suoraan.
VAHTONUOVIOPHEMIKE	Vaihda uuteen.
DIFFUUSORI	Jos jatkat maskin käyttöä diffusorin kanssa, vaihda diffusori.

FlexiFit™ 405 –NEMÄSMÄKIN ON VAHVISTETTU KESTÄVÄN 20 DESINFIOINTIKERTAA, KUN EDellä MAINITTUJA OHJEAVOITA KÄYTTÄÄN. ÄLÄ KÄYTTÄ VIALLISTA MÄSKIÄ.

Vapaus vastuista: Käyttäjän on vastustava, jos maskia käsitellään muutoin kuin valmistajan suositusten mukaisesti.

KYSY TÄRKEMPIÄ TIETOA PAIKALLISELTA HOITOPALVELUJEN TARJOAJALTA.

FlexiFit™ 405 NEMÄSMÄKI BRUKSANVISNING FÖR PATIENTER

FlexiFit™ 405 NEMÄSMÄKI ÄR AVSEDD FÖR EN ELLER FLERA VUXNA PATIENTER SOM AV LÄKARE ORDINERATS CPAP-TRÅDAR ELLER BEHANDLING MED BILEVELVENTILATOR.

INPASSNING AV MASKEN

1. Avlägsna plastskyddet från silikonkittningen (C).
2. Pida masken i ene handen och sprid hättan med den andra handen så att fästbånden sitter bekvämt över hjässan.
3. Håll masken lätt mot ansiktet så att näsan täcks och drag försiktigt upp hättan över huvudet.
4. Fäst hättan i Glider™-remmen (E).
5. Drag de nedre remmarna så långt ner som möjligt mot nacken. Drag försiktigt åt remmarna för att spänna åt dem. Anslut till CPAP-/bilevelapparat vid angivet tryck.
6. Drag vid behov åt de nedre remmarna så att läckage inte uppstår (drag inte åt remmarna för hårt).
7. Använd den silikonkittningen som passar dig bäst. Storlekarna S (small) och L (large) medföljer masken.
8. För att ta av masken, lossa hättan från Glider™-remmen.

INPASSNINGSTIPS

- Rannkuddarna ska vila mjukt mot huvudet utan att de övre bånden är för hårt dragna.
- Om masken fortfarande läcker efter det att de övre och nedre remmarna spänts åt, drag ut masken från ansiktet med remmarna på plats så att silikonkittningen fylls med luft. Sätt tillbaka masken mot ansiktet.

RENGÖRING AV MASKEN

För att din FlexiFit™ 405 nasmask skall fungera på säkert och bekvämt sätt, gör så här:

- FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLÄLLET:
 1. Handtvätta hättan (K) i ljummet tvålatten. Blötlägg inte i mer än 10 minuter. Skölj i rent vatten och låt lufttorka. Undvik direkt solljus.
- FÖRE VARJE ANVÄNDNINGSTILLÄLLET:
 1. Inspektera masken för slitage. Använd inte masken om den är skadad.
- EFTER VARJE ANVÄNDNINGSTILLÄLLET:
 1. Tag loss silikonkittningen (C), formkudden (D), vinkelörret (B) och hättan (K) från maskens stomme (A).
 2. Tvätta silikonkittningen och maskens stomme i ljummet tvålatten. Blötlägg inte i mer än 10 minuter. Skölj i rent vatten.
 3. Torka av formkudden med en fuktig duk. (Doppa inte ned formkudden i vatten.)
 4. Låt alla delar torka före hättans utskift. Utsätt inte delarna för direkt solljus. Diffusoren (F) skall inte vättas eller sköljas utan ersätts med ny diffusör vid misstag eller slitage. En diffusör håller i 2-3 månader. Små prickar kan uppträda på diffusoren men dessa påverkar inte funktionen. FlexiFit™ 405 nasmask kan användas med eller utan diffusör och diffuusiörlock (G).

EN GÅNG I VECKAN:

1. Handtvätta hättan i ljummet tvålatten. Blötlägg inte i mer än 10 minuter. Skölj i rent vatten och låt lufttorka. Undvik direkt solljus.

VARNINGAR

- Blötlägg inte masken i mer än 10 minuter.
- Tvätta inte masken i diskmaskin.
- Rengör inte masken med produkter som innehåller alkohol, antibakteriella eller antiseptiska medel, blekmedel, klorin eller mjukgörare.
- Förvara inte masken i direkt solljus.

Allt detta sliter på masken och kan skada den och förkorta dess livslängd. Om din FlexiFit™ 405 nasmask förvaras eller sprickar, sluta använda den och byt ut den omedelbart.

HOPSÄTTNING AV MASKEN

FlexiFit™ 405 nasmask levereras färdigmonterad och klar för användning. Efter rengöring av masken, följ nedanstående instruktioner för hopsättning.

1. Placera formkudden (D) i maskens stomme (A).
2. Passa in silikonkittningen (C) över formkudden och maskens stomme. Böja uppåt på masken och gå nedåt mot maskens nedre kant.
3. Tryck fast vinkelörret (B) i maskens stomme.
4. Levitä hättan (K) platt, med sidan med öglan nedåt. Placera den hopsett masken över hättan och för in de fyra fästbånden i öppningarna i panntödet (I) och Glider™-remmen (E). Om fästbånden skjuts in i öppningarna behöver karborandbanden (Velcro™) inte lossas.

VARNINGAR

- Denna mask skall endast användas med CPAP- eller bilevelapparat som rekommenderas av läkare eller andningsterapeut. Masken skall endast användas med påsogen och korrekt fungerande CPAP-/bilevelventilator.
- **Förklaring till varning:** CPAP-/bilevelsystem är avsedda att användas med speciella maskor som har utbudsningshål för ett kontinuerligt luftflöde från masken. När CPAP-/bilevelapparat är påsogen och fungerar korrekt blåser ny luft från CPAP-/bilevelapparat ut utandningsluften genom utbudsningshålen på masken. Om CPAP-/bilevelapparat inte är påsogen tillförs sock inte tillräckligt med frisk luft via masken och risk finns för att utandningsluften återandas. Återandning av luft som andats ut kan under vissa omständigheter leda till kvävning.
- Vid lågt CPAP-/bileveltryck kan flödet genom utbudsningshålen vara otillräckligt för att blösa ut all gas som andats ut från slangen. Viss återandning kan förekomma.
- Blockera inte utbudsningshålen och använd inte andra diffusörer än de som de tillverkas av Fisher & Paykel Healthcare. Öre användning, se alltid till att gas strömmar ut ur utbudsningshålen eller genom diffusoren (som sedan används).
- Masken får inte användas vid illandende eller kräkningar.
- Använd inte masken om en allergisk reaktion mot någon del av masken uppträder. Kontakta er läkare om detta inträffar.
- Vid återanvändning av FlexiFit™ 405 nasmask av en annan patient, se "Anvisningar för rengöring mellan patienter" för FlexiFit™ 405 nasmask.

FÖRSIKTIGHET

- Använd endast masken på avsett vis enligt anvisningarna i denna broschyr.
- Enligt i USA gällande lagstiftning får denna mask endast försörjas av läkare eller på ordination av läkare.

FlexiFit™ 405 nasmask med tillbehör är latexfria. Många patienter upplever att CPAP/bilevelapparat ger upphov till torrhet i nasa och svalge. Uppvärmad beaktning kan lindra dessa symptom avsevärt.

US PATENTNUMMER 6 615 834
ANDRE PATENTER FORESTÄND.

FÖR YTTRELGARE INFORMATION, KONTAKTÄ ER LOKALA HJÄLPMEDELSCENTRAL

KONNEKTOR FÖR SVRGAS/TRYCKMÄTNING

För tryckmätning eller tillförsel av extra syrgas finns en anslutning för syrgas/tryckmätning (Produktnr 900H452).

1. Anslut konnektors (T) bredda ände till den raterbara anslutningen (I) och konnektorns smala ände till andningsslangen (R).
 2. Öppna locket (P) till porten/portarna och anslut tryck- och/eller syrgasslangen (S) till porten/portarna (Q) så att de sluter tätt.
- (De båda portarna är identiska och båda kan användas för syrgas eller tryckmätning. Tag bara av locket från den port som används.)
- OBS: Vid tillförsel av syrgas med konstant flödesstabilitet kommer koncentrationen av inandade syrerätt vara beroende på tryckinställning, patientens andningsmönster, vilken mask som används och hur trycket läckage som uppstår.
 - **Varning:** Om syrgas används med denna CPAP-/bilevelapparat måste tillförseln stängas av när apparaten inte är påsogen.
 - **Varning:** När CPAP-/bilevelapparat inte är i bruk, mens oxygenströmmen ändå är på, kan det före till oxygen fra ventilatorslangens akkumuleres inne i CPAP-/bilevel maskens. Akkumulerat oxygen i CPAP-/bilevel maskens spredare sätter för brand.
 - **Varning:** Rök inte medan ni använder eller befinner er i närheten av någon som använder syrgas tillsammans med masken.
 - **Varning:** Använd inte slang av PVC (polyvinylklorid) för tryckmätning eller syrgas.
- Förklaring till varning:** Kontakt med PVC kan ge upphov till att portarna spricker snabbare än vad de normalt skulle göra.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

UTÄNDINGSLUFTSTRÖM
Nemasmasker för CPAP- och bilevelapparat har hål för utbudsning av den luft som andas ut från masken. FlexiFit™ 405 nasmask har ett unikt diffusionsystem för att sprida luft som andas ut från masken, vilket ger mer komfort vid drag. Diffusoren påverkar inte mängden luft som blöds ut från masken i någon större omfattning och masken kan därför användas med eller utan diffusör.

TRYCK (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
FLÖDE (L/MIN)	18	24	29	33	37	41	44	47	50	53	55	58

STRÖMNINGSMOTSTÅND
Tryckfall genom masken vid 50 l/min: 0,3 cm H₂O
Tryckfall genom masken vid 100 l/min: 0,9 cm H₂O

MÄSKENS DEADSPACE
88 cc

DRIFTEMPERÄLLANDEN
• Drifttryck: 3-25 cm H₂O.
• Drifttemperatur: 5-50°C.

ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING MELLAN PATIENTER

FlexiFit™ 405 nasmask levereras färdig för patientanvändning. Om masken skall återanvändas av en annan patient, se anvisningarna nedan.

RENGÖRING / AVLÄGSNANDE AV SMUTS

- Före desinfektion: Avlägsna synligt smuts genom att ta loss alla delar och rengöra masken noggrant med en liten borste under rinnande vatten av dricksvattenkvalitet.

OPULSTÄNDIG RENGÖRING KAN LEDA TILL ATT MASKEN INTE DESINFICERAS PÅ FULLGOTT SÄTT.

PARAMETRAR FÖR HÖGNIVÅ-DESINFICERING

OBS: Vid autoklivering skall delarna läggas i en steriliseringspos.

MÄSKENS STOMME	AUTOKLAVERING
ELLER	Autoklaver 15 min vid 121°C.
ELLER	VÄRMEDESINFICERING Blötlägg delarna i hett vattenbad i 30 minuter vid 70°C.
ELLER	STERAD® 100S Följ tillverkarens instruktioner för Sterad® 100S steriliseringsystem.
ELLER	CIDEX® OPA Följ tillverkarens instruktioner för högnivådesinficering. Nedsänk i vätskan i 12 minuter vid 20°C. Skölj noggrant i vatten av dricksvattenkvalitet.
ELLER	SPOROK® II Följ tillverkarens instruktioner för högnivådesinficering. Nedsänk i vätskan i 6 timmar vid 20°C. Skölj noggrant i vatten av dricksvattenkvalitet.
HÄTTA	Handtvätta hättan i ljummet tvålatten. Låt torka. Skydda mot direkt solljus.
FORMKUDDE	Ersätt med ny del.
DIFFUUSÖR	Om diffusör skall användas fortsättningsvis, ersätt med ny del.

FlexiFit™ 405 NEMÄSMÄK HAR VALIDERATS FÖR 20 RENGÖRINGSCYKLAR ENLIGT OVNÄSTÄNDE PARAMETRAR. ANVÄND INTE SKADAD MASKEN.

Friskrivningskvalitet: Användaren ansvarar för att rengöring och återanvändning sker enligt rekommendationerna.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTÄ ER LOKALA HJÄLPMEDELSCENTRAL.

FlexiFit™ 405 NEMÄSMÄKI BRUKSANVISNING FÖR PASIENTER

FlexiFit™ 405 NEMÄSMÄKI ÄR MENGT FÖR ENKEL ELLER FLER-PASIENT BRUK FÖR INDIVIDER SOM ER BLITT DIAGNOSTISERT AV LEGEN MED CPAP ELLER BILEVELVENTILATORBEHANDLING.

TILPASNING AV MASKEN DIN

1. Fjern plastdekslet på silikonførslingen (C).
2. Mens du holder masken i en hånd, spre hodestroppene (K) med den ledige hånden akkurat nok til de sitter komfortabelt over hodet ditt.
3. Hold masken lett mot ansiktet ditt slik at den dekker nesene, så hodestroppene ligger godt over hodet ditt.
4. Fest hodestroppene til Glider™-strøppen (E).
5. Trekk de nedre strøppene så langt som mulig ned bak nakken. Strøm strøppene forsiktig for å ta bort skitt. Koble til CPAP/Bi-Level maskinen ved foreskrevet trykk.
6. Om nødvendig, strøm de nedre strøppene for å eliminere lekkasjer (lunngd å stramme strøppene for mer).
7. Bruk den silikonførslingen som sitter best. Masken leveres med små og store silikonførslinger.
8. Når du trenger å ta av masken, ta av hodestroppene fra Glider™-strøppen.

TILPASNINGSTIPS

- Pannepudene bør hvile mykt på pannen uten at de øvre strøppene er strammet for mye.
- Hvis det er noe lekkasje etter at du forsiktig har strammet de øvre og nedre strøppene, dra masken lett bort fra ansiktet mens strøppene fortsatt er festsatt. Dette gir rom for at silikonførslingen kan fylle seg med luft. Sett masken tilbake på ansiktet.

RENGJØRING AV MASKEN DIN

Før å garantere kontinuerlig sikkerhet og komfort av din FlexiFit™ 405 nemasmask:

- FØR FØRSTE BRUK:
 1. Håndvask hodestryet (K) i lunket rent såpevann. Ikke la det ligge i vann i mer enn 10 minutter, skyl i rent vann og la det tørke i fri luft utenfor direkte sollus.
- FØR HVER BRUK:
 1. Kontroller masken for skader. Ikke bruk den, hvis den er skadet.
- EFTER HVER BRUK:

